

Newsletter At-A-Glance:

- **3100 (22N) 型新古品販売情報**
- **3DCulturePro簡易培養器技術情報**
- **3220シリーズII (旧型モデル) 新古品販売情報**


展示会情報

3100 (22N) 型新古品販売情報

小型、卓上タイプの低荷重試験装置

エレクトロフォース3100型材料試験装置は、定格荷重22N、最大周波数100Hzの小型卓上試験機です。用途としてはハイドロゲル、繊維、細胞等の材料特性データ取得等があります。本試験機は台数に限りがありますが、装置には1年間保証、駆動部のモータのみ10年保証、試運転調整・取扱説明を含みます。

詳細は[こちら](#)をご参照下さい。



技術情報 - 3DCulturePro簡易培養器

3DCulturePro簡易培養器の技術情報のハイライト



3DCulturePro簡易培養器は弊社のバイオダイナミック試験装置群の中では最新の商品です。この灌流タイプバイオリアクターは、細胞の成長、3D環境での組織培養の再現性があり、使い方が容易で拡張性があります。お客様のサポート用に工具なしでの使用方法（分解、滅菌、再度組付け）をビデオで紹介しております。

しております。

ビデオは[こちら](#)をご参照下さい。

日本国内限定・1台限りの新古品販売情報

Orthopaedic Research Society

March 5-8, 2016



世界の整形外科関係の研究者が集うORS学会が3月5日～8日に米国オーランドで開催されます。エレクトロフォースもブース405にて機器展示および弊社試験装置を使用した研究情報の展示をいたしますので、是非お立ち寄り下さい。

SPIE

March 20-24, 2016



米国ネバダ州ラスベガスにて、SPIE（国際光工学会）のSmart Structures/NDE会議が開催されます。3100型材料試験機を展示しますので、是非お立ち寄り下さい。

「1台限定」で、3220シリーズII（旧型モデル）（225N、高精度変位計付（分解能1ナノメートル））試験機の新古品が日本国内にあります。すぐに試験機が必要な方、微小変位量測定にお困りの方等ありましたら、是非ご検討・お問合せ下さい。

< 機器仕様 >

- 定格荷重: 225N（ロードセルは450N）
 - 変位 : 13mm
 - 最大周波数 : 200Hz
 - 付属治具 : 圧縮盤
- * オプションで、恒温槽、治具類がありますので、必要な方はお問合せ下さい。



日本国内お問い合わせ先

ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン株式会社
エレクトロフォース 大野 敦哉
〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田
電話: 03-5759-8500 Fax: 03-5759-8508
E-mail: AOno@tainstruments.com
URL: www.tainstruments.co.jp

April 12-14, 2016

Medtec Japan

April 20-22, 2016



4月にTAエレクトロフォースでは、2カ所のメドテック展示会に出展予定です。1ヶ所は、ドイツのシュトゥットガルトでのメドテックヨーロッパにて、人工心臓弁耐久試験装置を展示予定です。2カ所目は、日本の**Medtec Japan**です。山口産業様ブース（ブース番号3400）にて機器展示（ステント耐久試験機本体、3100型本体）を予定しております。ご来場の際には、是非お立ち寄り下さい。